

### Indication

SHERASON 927 est un nettoyant pour prothèses en réparation à base d'acide. SHERASON 927 élimine également le ciment, le tartre, les restes de sang, de peau, et les restes de soudure.

### Rapport de mélange

Utilisation pure (effet rapide)

Ou

Mélange avec de l'eau 1:1 (effet lent)

Utiliser SHERASON 927 dans un pot en verre avec couvercle.

Plonger la prothèse de manière à la recouvrir entièrement.

Il est possible d'ajouter 2 à 3 gouttes de SHERADECALON. SHERADECALON forme une couche recouvrante, qui diminue la diffusion d'odeurs désagréables.

Mettre le couvercle sur le pot, sinon les odeurs seront diffusées dans la pièce de travail.

### Temps d'action

Sans ultra-sons: env. 10 mn

Avec ultra-sons: env. 3 - 4 mn (attention aux prothèses comportant des dents en céramique).

Des inhibiteurs contenus dans SHERASON 927 empêchent la corrosion des parties en métal pendant le temps d'action indiqué.

Ensuite, sortir la prothèse à l'aide d'une pincette. Attention à ne pas laisser tomber des gouttes du produit sur l'appareil à ultra sons ou sur des parties en métal (risque de corrosion).

Rincer la prothèse sous l'eau clair.

### Elimination

Eliminer dans le respect des lois en vigueur sur les déchets.

(Code des déchets 110106)

### Recommandation:

En implantologie : ne pas nettoyer avec SHERASON 927 les bagues de friction utilisées présentes dans différents systèmes d'ancrage. Il est possible que leur composition ne soit pas compatible et que SHERASON 927 attaque la matière. Le matériau PEEK peut aussi être affecté par SHERASON 927.

### Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

